

Получить полную информацию о приборе ECG Dongle и сервисе «КардиоОблако»

Купить прибор ECG Dongle и расходные материалы

Получить сервисную поддержку

[www.cardio-cloud.ru](http://www.cardio-cloud.ru)

8 800 350-98-92



Норавинг

г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125

+7 499 130-98-92

Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4

+7 499 608-01-88

# ECG Dongle

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КАРДИОКОМПЛЕКС

Кардиофлешка  
Мобильное приложение  
Облачный сервис



Профессиональный гид в мир вашего сердца

1

## Подключите ECG Dongle к мобильному устройству

Устройство ECG Dongle, позволяет просто и точно получить данные о работе сердца в любое время и в любом месте.



2


## Загрузите с Google Play и запустите мобильное приложение ECG Dongle



3

## Зафиксируйте электроды на теле


Четыре многоцветных электрода имеют клейкую поверхность и легко крепятся на теле самостоятельно в соответствии с цветовой индикацией.



4

## Проведите исследование

Следуя подсказкам приложения, сделайте запись от 30 секунд до 10 минут.



5

## Отправьте полученные данные в «КардиоОблако» или сохраните результаты в формате pdf

С помощью сервиса «КардиоОблако» врач-кардиолог анализирует данные и выдает мнение о работе сердца и рекомендации.



КардиоОблако  
www.cardio-cloud.ru